







Oddělení imuno hematologie Tabulka odběrových systémů	 Ústav hematologie a krevní transfuze
Nahrazuje stranu: ze dne:	203_LP_15_01 Příloha 1 Verze: A1

### Příloha č. 1: Tabulka odběrových systémů


#### Uzavřený systém – firma SARSTEDT





	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s bílým uzávěrem 	5,5 7,5	Zkumavka s aktivátorem srážení vč. granulátu	Biochemická vyšetření
Zkumavka s červenou zátkou 	2,7	Zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA	Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve
Zkumavka se zelenou zátkou 	3 5	Zkumavka s Na citrátem 3,13 % (1:10)	Koagulační testy
Zkumavka s oranžovou zátkou 	3 7,5	Zkumavka s Li heparin	Hematologické testy
Zkumavka s fialovou zátkou 	1	Zkumavka s Na citrátem 3,8%, sedimentační kalibrovaná kapilára	Sedimentace erytrocytů

#### Otevřený systém – firma Dispolab – systém MEUS





	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s bílým uzávěrem 	10 5	Zkumavka s granulovaným separátorem akcelerátorem	Biochemická a serologická vyšetření,
Zkumavka se zeleným uzávěrem 	2,5 0.5-1	K <sub>3</sub> EDTA	Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve
Zkumavka se žlutým uzávěrem 	5	0,5 ml citrátu sodného	Koagulační vyšetření
Zkumavka se žlutým uzávěrem 	2	0,2 ml Na citrát. Sedimentační kalibrovaná kapilára, sedimentační stojan	Sedimentace erytrocytů
Zkumavka s růžovým uzávěrem 	2,5	0,25 ml Na citrát	Dětské odběry na koagulace
Konická, kalibrovaná zkumavka se žlutým uzávěrem – moče 	12		Biochemické vyšetření moče
Sterilní zkumavka s červeným uzávěrem 	10		Mikrobiologické vyšetření moče

#### Polouzavřený systém – firma Dispolab – systém TAPVAL

Oddělení imuno hematologie Tabulka odběrových systémů	 Ústav hematologie a krevní transfuze
Nahrazuje stranu: ze dne:	203_LP_08_01 Příloha 1 Verze: A1

	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s červenou zátkou 	10 7 2	Zkumavka s granulovaným separátorem a akcelerátorem	Biochemická a serologická vyšetření.
Zkumavka s fialovou zátkou 	0,5	K <sub>3</sub> EDTA	Dětské odběry na krevní obraz
Zkumavka s modrou zátkou 	1	Citrát Na 1:10	Dětské odběry na koagulaci
Zkumavka s černou zátkou 	1	Zkumavka sedimentační s citrátem, kalibrovaná kapilára, sedimentační stojan	Sedimentace erytrocytů

Uzavřený systém – firma Terumo, distribuce Dispolab – systém VENOSAFE

	OBJEM (ml analytu)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽITÍ
Zkumavka s tmavě červenou zátkou 	5,5 9	Zkumavka s aktivátorem srážení	Biochemická a serologická vyšetření.
Zkumavka s fialovou zátkou 	3	Zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA	Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážitlivé krve
Zkumavka s modrou zátkou 	2,7	Zkumavka s Na citrát 3,8 %	Koagulační testy
Zkumavka s černou zátkou 	2,4	Zkumavka s Na citrátě 3,8 %, Sedimentační kalibrovaná kapilára, sedimentační kalibrovaný stojan	Sedimentace erytrocytů