








|  |  |
|--|--|
| Oddělení imuno hematologie<br>Tabulka odběrových systémů |  |
| Nahrazuje stranu:<br>ze dne:                             | 203_LP_15_01 Příloha 1<br>Verze: A1  |

### Příloha č. 1: Tabulka odběrových systémů


#### Uzavřený systém – firma SARSTEDT





|  | OBJEM<br>(ml analytu) | PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POUŽITÍ  |
|--|-----------------------|--|--|
| Zkumavka s bílým uzávěrem     | 5,5<br>7,5            | Zkumavka s aktivátorem srážení vč. granulátu                   | Biochemická vyšetření  |
| Zkumavka s červenou zátkou    | 2,7                   | Zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA                                 | Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve |
| Zkumavka se zelenou zátkou    | 3<br>5                | Zkumavka s Na citrátem 3,13 % (1:10)                           | Koagulační testy   |
| Zkumavka s oranžovou zátkou   | 3<br>7,5              | Zkumavka s Li heparin  | Hematologické testy  |
| Zkumavka s fialovou zátkou  | 1                     | Zkumavka s Na citrátem 3,8%, sedimentační kalibrovaná kapilára | Sedimentace erytrocytů   |

#### Otevřený systém – firma Dispolab – systém MEUS





|   | OBJEM<br>(ml analytu) | PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POUŽITÍ  |
|---|-----------------------|--|--|
| Zkumavka s bílým uzávěrem                                | 10<br>5               | Zkumavka s granulovaným separátorem akcelerátorem                        | Biochemická a serologická vyšetření,                           |
| Zkumavka se zeleným uzávěrem                             | 2,5<br>0.5-1          | K <sub>3</sub> EDTA  | Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážlivé krve |
| Zkumavka se žlutým uzávěrem                              | 5                     | 0,5 ml citrátu sodného   | Koagulační vyšetření   |
| Zkumavka se žlutým uzávěrem                              | 2                     | 0,2 ml Na citrát. Sedimentační kalibrovaná kapilára, sedimentační stojan | Sedimentace erytrocytů   |
| Zkumavka s růžovým uzávěrem                              | 2,5                   | 0,25 ml Na citrát  | Dětské odběry na koagulace                                     |
| Konická, kalibrovaná zkumavka se žlutým uzávěrem – moče  | 12                    |  | Biochemické vyšetření moče                                     |
| Sterilní zkumavka s červeným uzávěrem                    | 10                    |  | Mikrobiologické vyšetření moče                                 |

#### Polouzavřený systém – firma Dispolab – systém TAPVAL

|   |  |
|---|--|
| Oddělení imunohematologie<br>Tabulka odběrových systémů |  |
| Nahrazuje stranu:<br>ze dne:                            | 203_LP_08_01 Příloha 1<br>Verze: A1  |

|  | OBJEM<br>(ml analytu) | PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POUŽITÍ                              |
|--|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Zkumavka s červenou zátkou  | 10<br>7<br>2          | Zkumavka s granulovaným separátorem a akcelerátorem                         | Biochemická a serologická vyšetření. |
| Zkumavka s fialovou zátkou  | 0,5                   | K <sub>3</sub> EDTA   | Dětské odběry na krevní obraz        |
| Zkumavka s modrou zátkou    | 1                     | Citrát Na 1:10  | Dětské odběry na koagulaci           |
| Zkumavka s černou zátkou    | 1                     | Zkumavka sedimentační kapilára, sedimentační stojan s citrátem, kalibrovaná | Sedimentace erytrocytů               |

Uzavřený systém – firma Terumo, distribuce Dispolab – systém VENOSAFE

|  | OBJEM<br>(ml analytu) | PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POUŽITÍ  |
|--|-----------------------|---|--|
| Zkumavka s tmavě červenou zátkou  | 5,5<br>9              | Zkumavka s aktivátorem srážení  | Biochemická a serologická vyšetření.                             |
| Zkumavka s fialovou zátkou        | 3                     | Zkumavka s K <sub>3</sub> EDTA  | Krevní obraz, hematologické testy, vyšetření z nesrážitlivé krve |
| Zkumavka s modrou zátkou          | 2,7                   | Zkumavka s Na citrát 3,8 %  | Koagulační testy   |
| Zkumavka s černou zátkou          | 2,4                   | Zkumavka s Na citrátě 3,8 %, Sedimentační kapilára, kalibrovaná sedimentační stojan | Sedimentace erytrocytů   |